



PREVENIR LES RISQUES DE TROUBLES MUSCULO-SQUELETTIQUES AU NIVEAU DU DOS, DES MEMBRES INFÉRIEURS ET SUPÉRIEURS

et leurs conséquences sur la santé et l'efficacité du salarié ainsi que sur l'absentéisme

La sangle est utilisée en structure soignante comme au domicile des personnes aidées en accompagnement du verticalisateur. Son fonctionnement doit permettre de satisfaire au confort de l'aidé(e) et de l'aidant et réduire les risques de chutes.

La sangle doit pouvoir faciliter le maintien en posture verticale voire le transfert (debout/assis, assis/assis) de l'aidé avec le verticalisateur, permettre un transport adapté suivant le soin accompli (verticalisation, transfert sur fauteuil coquille, sur chaise percée...) et les caractéristiques du patient (poids, tonicité...)

Le choix d'une sangle pour verticalisateur passe par la réponse à plusieurs questions, dont voici les principales :

- Quelles sont les caractéristiques de l'état de santé de l'aidé et de l'aidant ?
- Les fonctions permettent-elles le confort de l'aidé et de l'aidant ?
- Est-elle facilement manipulable ?
- ...

Revêtement facilement lessivable :

Le revêtement doit avoir des qualités de confort et d'hygiène (facilement lessivable)

Support de jambe :

Pour les transferts assis/assis, un support de jambe rembourré permet un confort par une limitation des points d'appui

Sangles :

Les sangles présentes doivent permettre une accroche sécurisée préhensibles pour un positionnement facilitant



Ceinture:

Pour le confort de l'aidé la présence d'une ceinture adaptée à la morphologie permet une meilleure mise en place et une sécurisation de l'aidé (avec revêtement anti dérapant au dos)

Combinaison:

Suivant la posture prise au départ et à l'arrivée, la sangle doit permettre une posture différente en transfert ou au maintien

Revêtement doux:

Le revêtement doit être de contact plutôt doux car pouvant être utilisé sur la peau nue



Pour un meilleur confort de la personne, il est conseillé d'avoir une sangle ne « cisaillant pas les aisselles ». Il est également suggéré de vérifier les systèmes d'accroche de la sangle et l'état de celles présentes sur la sangle (coutures). La sangle est un élément personnel dont il est conseillé de l'avoir en double (si souillure).

Avant tout achat, des essais sur site en situation réelle doivent être réalisés par les futurs utilisateurs (voir *fiche essai*).

L'ASMIS propose des formations PRAP Sanitaire et Social, et PREVADOM
Pour plus d'informations rendez-vous sur notre site Internet www.asmis.net

Pour tout complément d'information, contactez Sandrine Rasch, animatrice de formation : s.rasch@asmis.net

ASMIS - 77 rue Debaussaux - CS 60132 - 80001 AMIENS CEDEX 1 - www.asmis.net